

Popis a návod na použitie

ETANI derma valček s mikroihličkami 0,2mm

Popis produktu:

Derma valček ETANI pomáha vyhladiť vrásky, drobné jazvy a spevňuje pleť tým, že ju jemne masíruje mikroskopickými ihličkami. Pomocou derma valčeku prekrvítte pokožku a podporíte vstrebávanie cenných sér, koncentrátov a olejov. Podporuje vstrebávanie účinných látok z kozmetiky do pokožky.

- Mikrovplyhy ihličiek do pleti stimulujú tvorbu kolagénu a elastínu
- Uľahčuje vyhladenie jaziev po akné
- Zlepšuje pigmentáciu pleti poškodené slnkom
- Vhodný do kozmetických salónov aj pre domáce použitie

Rozdiel medzi derma valčekom 0,2mm a 0,5mm:

Derma valček 0,2mm je vhodný na ošetrenie dekoltu krku a tváre. Derma valček 0,5mm je vhodný na ošetrenie tela, čo znamená: je účinný na strie, rolovať môžete nohy, ruky, bruško, prsia. Valček 0,5mm sa neodporúča používať na tvár pri domácom ošetrení.

Návod na použitie:

Valček používajte 3x do týždňa. Derma valček používajte vždy na čistú a osušenú pleť. Po rozbalení originálneho balenia je derma valček sterilný a pripravený na použitie. Kým začnete s rolovaním, odporúčame aplikovať sérum a nechať vstrebáť. Pred samotným rolovaním si vizuálne rozdelte cieľovú oblasť na časti: čelo, ľavá tvár, pravá tvár, nos, brada. S jemným tlakom rolujte valčekom, 5x až 10x tam a späť v každej cieľovej oblasti. Vždy rolujte jednu časť oblasti a po dokončení rolovania naneste krém/sérum, ktoré votrite do pokožky. Pre dosiahnutie najlepšieho účinku odporúčame rolovanie večer pred spaním, aby sa účinné látky mohli vstrebávať a pokožka sa prirodzenou cestou regenerovať. Po aplikácii špeciálnych sér naneste na pokožku ešte hydratačný krém alebo iný prípravok podľa vašej potreby. Po každom použití opláchnite valček horúcou vodou a potom dezinfikujte sprejom. Derma valček nepoužívajte na aktívne akné, bradavice a znamienka.

Pred použitím valčeka si dôkladne očistite pleť.

1. Potom naneste sérum alebo koncentrát a môžete začať rolovať
2. Po aplikácii naneste kvalitný krém alebo výživný olejček
3. Môžete skúsiť ešte ľahko rolovať, aby sa krém opäť dostal do pleti
4. K dosiahnutiu maximálneho účinku odporúčame rolovať večer pred spaním
5. Veľkú opatnosť venujte citlivým partiám, najmä okolo očí a oblasti hornej pery.

Môžem ho používať napr. so sestrou alebo mamou napoly?

Derma valček z hygienických dôvodov s nikým nezdieľajte. Pri zlej dezinfekcii by mohlo dôjsť k prenosu nežiaducich látok.



ETANI
UNIQUE BIOHERBAL FORMULA

Ako sa mám o valček starať, aby mi vydržal čo najdlhšie?

Postup čistenia pre použitie:

Čistenie (po každom použití) - Čistiaci sprej
Dezinfekciu odporúčame každý mesiac meniť. Stačia vám dva druhy dezinfekcie na nástroje, ktoré každý mesiac vymeníte.

Na striedanie odporúčame:

GUTTAR: alkoholový prostriedok, baktericídny, virucidný, fungicídny a mykobaktericídny, tuberkulocídny
MIKASEPT GALEN: koncentrovaný prostriedok na nástroje z kovu, skla a plastov, fungicídny, virucidný, baktericídny aj TBC.

- Postriekajte 3x hlavicu s ihličkami čistiacim sprejom.

Počkajte 10 minút.

• Potom opláchnite ihličky studenou prevarenou vodou pre odstránenie čistiaceho spreja a zamedzenie rizika jeho prenosu.

- Nechajte uschnúť na vzduchu, potom vráťte derma valček do ochranného čistého obalu a zatvorte ho.

Kontraindikácie

ETANI derma valček nepoužívajte, pokiaľ trpíte nasledujúcimi chorobami:

- sklerodermia, vaskulárne kolagénové ochorenie alebo srdcéne abnormality
- aktívna bakteriálna, vírusová alebo plesňová infekcia
- znížená funkcia imunitného systému (imunosupresia)
- jazvy mladšie ako 6 mesiacov
- operácia tváre v posledných 6ich mesiacoch
- užívanie antikoagulačných liekov (napr. warfarín)
- keloidné alebo vystúpené jazvy v anamnéze
- aktívna (solárna) keratóza v anamnéze
- ekzém, psoriáza a iné chronické ochorenia v anamnéze
- infekcia herpes simplex v anamnéze
- diabetes v anamnéze
- aktívne akné
- bradavice
- znamienka

Balenie: 1x derma valček, 1x stojanček s ochranným viečkom, 1x návod na použitie **Skladujte** na suchom mieste v ochrannom kryte, nevystavujte mrazu. Skladujte mimo dosah detí

Doba použitia: Valček ďalej nepoužívajte v prípade korózie ihličiek, otupenia ihličiek alebo iného poškodenia.

Upozornenie: Nezdieľajte derma valček s inými osobami, pozorne čítajte návod, nie je vhodné pre deti. **Výrobca:** Čínska ľudová republika, Guangzhou City Zhuoxin Biological Engineering
Distribútor: ADIEL, s.r.o. IČ: 01388665, V Cibulkách 359/52, Praha 5, 150 00, Česká republika. **Viac informácií** na www.adiel.sk