

# Popis a návod na použitie

## ETANI derma valček s mikroihličkami 0,5mm

**UPOZORNENIE:** Neodporúčame derma valček o veľkosti 0,5mm používať na tvár, krk, dekolt bez dohľadu skúsenej kozmetičky.

### Popis produktu:

Derma valček ETANI 0,5mm s ihličkami z lekárskej ocele pomáha redukovať vrásky, strie a jazvy po akné. Touto procedúrou naštartujete okamžitý proces hlbkovej regenerácie a obnovy tkaniva.

- Podporuje vstrebávanie účinných látok z kozmetiky do pokožky až o 50%
- Stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu
- Vzhladzuje jemné aj hlbšie vrásky
- Navracia pleti pevnosť a pružnosť
- Vyhladzuje jazvy po akné
- Zlepšuje vzhľad strií a jaziev
- Podporuje depigmentáciu pleti v prípade pigmentových škvr
- Vhodný do kozmetických salónov aj pre domáce použitie

### Rozdiel medzi derma valčekom 0,2mm a 0,5mm:

Derma valček 0,2mm je vhodný na ošetrovanie dekoltu krku a tváre. Derma valček 0,5mm je vhodný na ošetrovanie tela, čo znamená: je účinný na strie, rolovať môžete nohy, ruky, bruško, prsia. Valček 0,5mm sa neodporúča používať na tvár pri domacom ošetrovaní.

### Návod na použitie:

Valček používajte 1x do týždňa. Oblasť prechádzajte niekoľkokrát po sebe valčekom, 4-6x tam a 4-6x späť. Derma valček používajte vždy na čistú a osušenú pokožku. Po rozbalení originálneho balenia je derma valček sterilný a pripravený na použitie. Kým začnete s rolovaním, odporúčame aplikovať sérum a nechať vstrebať. Vždy rolujte jednu časť oblasti a po dokončení rolovania naneste krém/sérum, ktoré votrite do pokožky. Pre dosiahnutie najlepšieho účinku odporúčame rolovanie večer pred spaním, aby sa účinné látky mohli vstrebať a pokožka sa prirodzenou cestou regenerovať. Po aplikácii špeciálnych sér naneste na pokožku ešte hydratačný krém alebo iný prípravok podľa vašej potreby. Po každom použití opláchnite valček horúcou vodou a potom dezinfikujte sprejom. Derma valček nepoužívajte na aktívne akné, bradavice a znamienka.

### Pred použitím valčeka si dôkladne očistite pleť.

1. Potom naneste sérum alebo koncentrát a môžete začať rolovať
2. Po aplikácii naneste kvalitný krém alebo výživný olejček
3. Môžete skúsiť ešte ľahko rolovať, aby sa krém opäť dostal do pleti
4. K dosiahnutiu maximálneho účinku odporúčame rolovať večer pred spaním
5. Veľkú opatnosť venujte citlivým partiám, najmä okolo slabín

*Môžem ho používať napr. so sestrou alebo mamou napoly?*

Derma valček z hygienických dôvodov s nikým nezdieľajte. Pri zlej dezinfekcii by mohlo dôjsť k prenosu nežiaducich látok.



**ETANI**  
UNIQUE BIOHERBAL FORMULA

Ako sa mám o valček starať, aby mi vydržal čo najdlhšie?

### Postup čistenia pre použitie:

Čistenie ( po každom použití ) - Čistiaci sprej  
Dezinfekciu odporúčame každý mesiac meniť. Stačia vám dva druhy dezinfekcie na nástroje, ktoré každý mesiac vymeníte.

### Na striedanie odporúčame:

GUTTAR: alkoholový prostriedok, baktericídny, virucidný, fungicídny a mykobaktericídny, tuberkulocídny  
MIKASEPT GALEN: koncentrovaný prostriedok na nástroje z kovu, skla a plastov, fungicídny, virucidný, baktericídny aj TBC.

- Postriekajte 3x hlavicu s ihličkami čistiacim sprejom.

Počkajte 10 minút.

- Potom opláchnite ihličky studenou prevarenou vodou pre odstránenie čistiaceho spreja a zamedzenie rizika jeho prenosu.

- Nechajte uschnúť na vzduchu, potom vráťte derma valček do ochranného čistého obalu a zatvorte ho.

### Kontraindikácie

ETANI derma valček nepoužívajte, pokiaľ trpíte nasledujúcimi chorobami:

- sklerodermia, vaskulárne kolagénové ochorenie alebo srdčné abnormality
- aktívna bakteriálna, vírusová alebo plesňová infekcia
- znížená funkcia imunitného systému ( imunosupresia )
- jazvy mladšie ako 6 mesiacov
- operácia tváre v posledných 6ich mesiacoch
- užívanie antikoagulačných liekov ( napr. warfarín )
- keloidné alebo vystúpené jazvy v anamnéze
- aktívna ( solárna ) keratóza v anamnéze
- ekzém, psoriáza a iné chronické ochorenia v anamnéze
- infekcia herpes simplex v anamnéze
- diabetes v anamnéze
- aktívne akné
- bradavice
- znamienka

**Balenie:** 1x derma valček, 1x stojanček s ochranným viečkom, 1x návod na použitie **Skladujte** na suchom mieste v ochrannom kryte, nevystavujte mrazu. Skladujte mimo dosah detí

**Doba použitia:** Valček ďalej nepoužívajte v prípade korózie ihličiek, otupenia ihličiek alebo iného poškodenia.

**Upozornenie:** Nezdieľajte derma valček s inými osobami, pozorne čítajte návod, nie je vhodný pre deti. **Výrobca:** Čínska ľudová republika, Guangzhou City Zhuoxin Biochemical Engineering  
**Distribútor:** ADIEL, s.r.o. IČ: 01388665, V Cibulkách 359/52, Praha 5, 150 00, Česká republika. **Viac informácií** na [www.adiel.sk](http://www.adiel.sk)